


# Symmcora<sup>®</sup> LONG

Autofixační ostnaté šicí vlákno,  
kterému věříme



# Symmcora<sup>®</sup> LONG

Autofixační ostnaté šicí vlákno, kterému věříme

Nová generace autofixačních ostnatých stehů s dlouhodobou absorpcí. K dispozici ve dvou variantách: jednosměrný systém a obousměrný systém s dvojitou jehlou. Může být použit v různých chirurgických oborech, kde je vyžadována technika kontinuálního šití. Praktický, rychlý a bezpečný steh, který nevyžaduje uzly a zaručuje vysokou těsnost spolu s konstantním rozložením napětí v úseku aproximace tkání.



## Autofixační systém

Jedna cesta - jeden směr

## Jednosměrný nebo obousměrný systém

Konstantní rozložení napětí podél řezu



## Praktické, rychlé a bezpečné

Nevyžaduje uzly a zaručuje vysokou těsnost spolu s konstantním rozložením









## Dlouhodobá absorpce

Absorbuje se během 180 až 210 dnů








Vlastnosti produktu	Symmcora® LONG
Struktura vlákna	Monofilní
Barva vlákna	Fialová nebo nebarvené
Chemické složení	Poly p-dioxanone (PDO)
Potah	Nepotažené
Síla vlákna	USP 2 – USP 4/0
Sterilizace	Ethylenoxid
Udržení původní pevnosti v tahu	55% pevnost v tahu za 42 dní
Resorpce	180 až 210 dní

# Symmcora® LONG

## Kombinace jehly s vláknem – jednosměrný systém

Jehla délka mm	Vlákn délka cm barva	USP (metry)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
Jehla s kulatým profilem, zakřivení 1/2 kruhu									
 HR 17	10		G0065AAV	G0051AAV					
	15		G0065ABV	G0051ABV	G0039ABV				
	20		G0065ACV	G0051ACV					
	25		G0065ADV	G0051ADV					
	fialová								
 HR 20	15				G0074ABV				
	25				G0074ADV				
	fialová								
 HR 22	10			G0050AAV	G0032AAV				
	15		G0067ABV	G0050ABV	G0032ABV				
	20			G0050ACV		G0016ACV			
	23				G0032STV				
	25			G0050ADV					
30			G0050AEV						
	fialová								
 HR 22b	15			G0054ABV					
	fialová								
 HR 25	38		G0064SCU	G0046SCU					
	nebarvené								
 HR 26	15		G0066ABV	G0049ABV	G0036ABV	G0020ABV			
	20		G0066ACV	G0049ACV	G0036ACV				
	25			G0049ADV	G0036ADV	G0020ADV			
	30		G0066AEV	G0049AEV	G0036AEV	G0020AEV			
	45			G0049AHV	G0036AHV	G0020AHV			
	fialová								
 HR 30	23			G0045STV					
	fialová								
 HR 37	15					G0018ABV			
	20				G0037ACV	G0018ACV			
	30			G0052AEV	G0037AEV	G0018AEV			
	45			G0052AHV	G0037AHV	G0018AHV	G0009AHV		
	70				G0037APV		G0009APV		
	fialová								








G Balení s 12 kusy

Jehla délka mm	Vlákno délka cm barva	USP (metricky)								
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
Jehla s kulatým profilem, zakřivení 1/2 kruhu										
 HR 37s	15							G0010ABV		
	20							G0022ACV	G0010ACV	
	30							G0022AEV	G0010AEV	
	45								G0010AHV	
	fialová									
 HR 40s	70							G0021APV		
	fialová									
 HR 48s	30							G0012AEV		
	45							G0024AHV	G0012AHV	G0003AHV
	60							G0024AMV		
	70								G0012APV	G0003APV
	80								G0012ARV	
	fialová									
 HR 65s	45							G0023AHV		
	60								G0011AMV	
	fialová									
Jehla s kulatým profilem, zakřivení 5/8 kruhu										
 FR 22s	15		G0063ABV							
	fialová									
 FR 27s	15			G0053ABV	G0038ABV					
	20			G0053ACV						
	25			G0053ADV	G0038ADV	G0019ADV				
	30					G0019AEV				
	fialová									
Jehla s kulatým profilem a trokarovým hrotem, zakřivení 3/8 kruhu										
 DRT 20	20			G0044ACV	G0034ACV					
	25				G0034ADV					
	fialová									








G Balení s 12 kusy

# Symmcora® LONG

## Kombinace jehly s vláknem – jednosměrný systém

Jehla délka mm	Vlákno délka cm barva	USP (metricky)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
Jehla s kulatým profilem a trokarovým hrotem, progresivně zakřivená									
	15 fialová			G0042ABV					
Jehla s kulatým profilem a krátkým řezacím hrotem, zakřivení 1/2 kruhu									
	15 20 25 fialová		G0072ABV	G0060ABV G0060ACV	G0029ABV G0029ADV				
	15 25 fialová		G0071ABV	G0043ABV G0043ADV	G0033ABV G0033ADV				
	15 20 25 30 45 fialová		G0073ABV	G0059ABV G0059ADV	G0041ABV G0041ACV G0041ADV G0041AEV G0041AHV	G0017ABV G0017ACV G0017ADV	G0007ABV G0007ADV G0007AHV		
	15 45 70 fialová					G0025ABV G0025AHV	G0006AHV G0006APV	G0001AHV	
	15 20 fialová					G0027ABV G0027ACV	G0008ABV G0008ACV		
	45 fialová							G0002AHV	





G Balení s 12 kusy

Jehla délka mm	Vlákno délka cm barva	USP (metricky)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
ehla s kulatým profilem a krátkým řezacím hrotem, zakřivení 3/8 kruhu									
<b>DRC 18</b> 	30 60 nebarvené			G0061AEU G0062AMU					
<b>DRC 26</b> 	10 25 fialová				G0030AAV G0030ADV	G0015ADV			
Reverzní řezací jehla, zakřivení 1/2 kruhu									
<b>HS 22</b> 	15 fialová		G0070ABV						
<b>HS 40s</b> 	23 70 fialová					G0013STV G0013APV	G0005APV		
Reverzní řezací jehla s mikrohrotem, zakřivení 3/8 kruhu									
<b>DSMP 16</b> 	30 fialová		G0075AEV						
<b>DSMP 19</b> 	30 nebarvené 23 30 fialová		G0069AEU G0069STV	G0048STV G0048AEV					
<b>DSMP 24</b> 	30 fialová			G0058AEV					

G Balení s 12 kusy

# Symmcora® LONG








## Kombinace jehly s vláknem – jednosměrný systém

Jehla délka mm	Vlákn délka cm barva	USP (metricky)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
<b>Reverzní řezací jehla, zakřivení 3/8 kruhu</b>									
 DS 19	45			G0055AHU	G0031AHU				
	60			G0055AMU					
	nebarvené								
	45 fialová		G0068AHV						
 DS 26	30				G0040AEU				
	60				G0040AMU				
	nebarvené								
	45 60 fialová			G0056AHV G0056AMV					
<b>Rovná jehla s kulatým profilem</b>									
 GR 19	12			G0047SQV					
	15				G0035ABV				
	20				G0035ACV				
	fialová								
<b>Rovná reverzní řezací jehla</b>									
 GS 60	25			G0057ADU					
	nebarvené			G0057ADV					
	25			G0057AHV					
	45 fialová					G0026AHV	G0014ADV	G0004AHV	

G Balení s 12 kusy









## Kombinace dvou jehel s vláknem – **obousměrný systém**

Jehla délka mm	Vlákno délka cm barva	USP (metricky)								
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)	
Jehla s kulatým profilem, zakřivení 1/2 kruhu										
	7,5 × 7,5 15 × 15 17,5 × 17,5 22,5 × 22,5 fialová		G1064ABV		G1046AEV G1046AFV G1046AHV	G1036AEV				
	15 × 15 fialová				G1045AEV					
	15 × 15 fialová						G1017AEV			
	10 × 10 15 × 15 17,5 × 17,5 35 × 35 40 × 40 fialová		G1058ACV	G1044ACV G1044AEV G1044ARV	G1029ACV G1029AEV G1029ARV	G1020AEV G1020APV		G1013AHV		
	15 × 15 22,5 × 22,5 fialová				G1051AHV	G1037AEV G1037AHV	G1024AEV			
	15 × 15 22,5 × 22,5 fialová		G1057AEV		G1043AHV	G1028AHV				
	7,5 × 7,5 15 × 15 22,5 × 22,5 25 × 25 30 × 30 35 × 35 45 × 45 fialová					G1031ABV G1031AEV G1031AHV G1031APV G1031ATV	G1019AEV G1019AIV G1019APV	G1009AEV G1009AIV G1009AMV G1009APV		







G Balení s 12 kusy

# Symmcora® LONG

Kombinace dvou jehel s vláknem – **obousměrný systém**

Jehla délka mm	Vlákno délka cm barva	USP (metricky)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
Jehla s kulatým profilem, zakřivení 1/2 kruhu									
 <p><b>2xHR 37s</b></p>	22,5 × 22,5 25 × 25 30 × 30 35 × 35 fialová			G1048AHV	G1033AHV	G1021AIV G1021AMV G1021APV		G1003AHV	
 <p><b>2xHR 48s</b></p>	30 × 30 35 × 35 45 × 45 fialová				G1030AMV		G1010APV G1010ATV	G1004APV	
Jehla s kulatým profilem, zakřivení 5/8 kruhu									
 <p><b>2xFR 22s</b></p>	15 × 15 17,5 × 17,5 fialová			G1041AEV G1041AFV					
 <p><b>2xFR 27s</b></p>	15 × 15 25 × 25 fialová			G1047AEV G1047AIV	G1032AEV				
Jehla s kulatým profilem, progresivně zakřivená									
 <p><b>2xPR 24</b></p>	45 × 45 fialová			G1042ATV					
Jehla s kulatým profilem a trokarovým hrotem, progresivně zakřivená									
 <p><b>2xPRT 24</b></p>	22,5 × 22,5 fialová			G1040AHV					






G Balení s 12 kusy

Jehla délka mm	Vlákno délka cm barva	USP (metricky)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
Jehla s kulatým profilem a krátkým řezacím hrotem, zakřivení 1/2 kruhu									
 2xHRC 17	15 × 15 17,5 × 17,5 22,5 × 22,5 fialová				G1056AFV G1056AHV		G1023AEV		
 2xHRC 26	12,5 × 12,5 15 × 15 17,5 × 17,5 25 × 25 fialová				G1055ADV G1055AEV G1055AFV G1055AIV	G1039AEV		G1007AEV	G1001AEV
 2xHRC 36	22,5 × 22,5 35 × 35 fialová							G1015AHV	G1002AHV G1002APV
 2xHRC 48s	40 × 40 fialová							G1014ARV	
Jehla s kulatým profilem a krátkým řezacím hrotem, zakřivení 3/8 kruhu									
 2xDRC 18	7,5 × 7,5 10 × 10 15 × 15 25 × 25 fialová				G1053ABV G1053ACV G1053AEV	G1025ABV G1025AIV			
 2xDRC 26	7,5 × 7,5 15 × 15 22,5 × 22,5 45 × 45 fialová				G1052AHV	G1026AEV G1026AHV	G1016ABV G1016AEV G1016ATV		






G Balení s 12 kusy

# Symmcora® LONG

Kombinace dvou jehel s vláknem – **obousměrný systém**

Jehla délka mm	Vlákn délka cm barva	USP (metricky)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
Reverzní řezací jehla, zakřivení 1/2 kruhu									
<b>2xHS 26</b> 	15 × 15 25 × 25 fialová		G1061AIV			G1018AEV G1018AIV	G1008AIV		
<b>2xHS 36s</b> 	35 × 35 45 × 45 fialová				G1035APV G1035ATV	G1022APV G1022ATV	G1012APV		
<b>2xHS 40s</b> 	35 × 35 45 × 45 fialová						G1011APV G1011ATV	G1006APV G1006ATV	
<b>2xHS 48s</b> 	35 × 35 fialová							G1005APV	
Reverzní řezací jehla s mikrohrotem, zakřivení 3/8 kruhu									
<b>2xDSMP 24</b> 	25 × 25 fialová			G1054AIV					

G Balení s 12 kusy

Jehla délka mm	Vlákno délka cm barva	USP (metricky)							
		5/0 (1)	4/0 (1,5)	3/0 (2)	2/0 (3)	0 (3,5)	1 (4)	2 (5)	3 (6)
<b>Reverzní řezací jehla, zakřivení 3/8 kruhu</b>									
<b>2xDS 13</b> 	7,5 × 7,5 fialová		G1060ABV						
<b>2xDS 19</b> 	3,5 × 3,5 7,5 × 7,5 15 × 15 22,5 × 22,5 25 × 25 fialová		G1059SGV G1059ABV G1059AEV G1059AIV	G1049SGV G1049AEV G1049AHV					
<b>2xDS 26</b> 	7,5 × 7,5 15 × 15 25 × 25 fialová		G1062AEV G1062AIV	G1050ABV G1050AEV	G1038ABV G1038AIV	G1063AIV			
<b>Rovná reverzní řezací jehla</b>									
<b>2xGS 60</b> 	15 × 15 nebarvené				G1034AEU				
<b>Rovná jehla s kulatým profilem</b>									
<b>2xGR 36</b> 	10 × 10 fialová				G1027ACV				

G Balení s 12 kusy

## Poznámky

Lined paper with 20 horizontal green dotted lines for writing notes.



Výrobce podle MDD 93/42/EEC  
Assut Europe SpA | Via G. Gregorai, 12 | 00173 Roma | Itálie

Symmcora® LONG je zdravotnický prostředek.  
AESCULAP® je registrovaná obchodní značka Skupiny B. Braun.

B. Braun Medical s.r.o. | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika  
Tel. +420-271 091 111 | [info@bbraun.cz](mailto:info@bbraun.cz) | [www.bbraun.cz](http://www.bbraun.cz)

CZ0274\_2024-10-31