



Katetry doporučuje Kateřina Antošová, reprezentantka v paracyklistice a ambasadorka projektu B. Braun pro život

Actreen[®] Lite Cath Actreen[®] Glyc Set

Močové katétry k jednorázovému cévkování

Actreen® Lite Cath

Usnadní každý den



Jednoduchá manipulace

- Snadné otevření folie



Bezdotykový systém

- Zachovává sterilitu během katetrizace



- Zamezuje přímému kontaktu mezi prsty a katétre




Praktické balení

- Bez přídavných obalů
- Dvě možnosti otevření krabice
- Snadný přístup k produktu


Diskrétní a sterilní katetrizace kdekoliv

- Vysoce odolný film
- Perforované otevírání usnadní přístup ke katétru

ŽENY: Odrhnete blízko konektoru a vyjměte katétr z ochranného obalu




MUŽI: Odrhnete 1/3 ochranného obalu a vyjměte koncovou část katétru



Actreen® ... katétr vyvinutý pacientem pro pacienta

Actreen® Glyc Set

Unikátní uzavřený systém pro cévkování v různých situacích



Snadné vyprázdnění

Ihned k použití (v autě, na cestách, v práci, na lůžku, ...)

- Bez smáčení
- Kompaktní a lehký

Manipulace v ochranném obalu

Anti-refluxní chlopeč

- Zabraňuje úniku moči ze sáčku do katetru




Transparentní a kalibrovaný sběrný sáček

- Objem 50 až 1250 ml
- Snadná kontrola kvality a množství moči
- Ergonomický tvar






Přizpůsobený každému uživateli (muži, ženy, děti)

Actreen® Lite Cath

Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 45	CH 08	2,7	228108U	30	5004502
	CH 10	3,3	228110U		5004503
	CH 12	4,0	228112U		5004504
	CH 14	4,7	228114U		5004505
	CH 16	5,3	228116U		5004506
	CH 18	6,0	228118U		5004507
 Nelaton 45	CH 08	2,7	228208U	30	5004491
	CH 10	3,3	228210U		5004492
	CH 12	4,0	228212U		5004493
	CH 14	4,7	228214U		5004494
	CH 16	5,3	228216U		5004490
	CH 18	6,0	228218U		5004495
 Nelaton 20	CH 06	2,0	228306U	30	5004496
	CH 08	2,7	228308U		5004497
	CH 10	3,3	228310U		5004498
	CH 12	4,0	228312U		5004499
	CH 14	4,7	228314U		5004500
	CH 16	5,3	228316U		5004501

Actreen® Glyc Set

Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 45 Set	CH 08	2,7	226108U	30	5004518
	CH 10	3,3	226110U		5004519
	CH 12	4,0	226112U		5004520
	CH 14	4,7	226114U		5004522
	CH 16	5,3	226116U		5004523
 Nelaton 50 Set	CH 08	2,7	226208U	30	5004723
	CH 10	3,3	226210U		5004727
	CH 12	4,0	226212U		5004511
	CH 14	4,7	226214U		5004510
	CH 16	5,3	226216U		5004515
	CH 18	6,0	226218U		5004516
 Nelaton 25 Set	CH 06	2,0	226306U	30	5004512
	CH 08	2,7	226308U		5004721
	CH 10	3,3	226310U		5004725
	CH 12	4,0	226312U		5004728
	CH 14	4,7	226314U		5004513
	CH 16	5,3	226316U		5004514