



„S Actreen  
žiji naplno!“

Doporučují  
David Drahonínský  
a Kateřina Antošová

[www.actreen.cz](http://www.actreen.cz)

# Přehled katétrů Actreen<sup>®</sup> a příslušenství

# Actreen® Hi-Lite Cath

## Actreen® Hi-Lite Set

### NOVÁ GENERACE POTAHOVANÝCH MOČOVÝCH KATÉTRŮ A KATÉTRŮ SE SBĚRNÝM SÁČKEM

- Bezpečný, zdravotně a ekologicky nezávadný katétr
- Snadné zavádění, složitelnost, nezalamuje se
- Připraven ihned k použití
- Garance lubrikace katétru 60 min od jeho otevření
- Sběrný močový sáček s kapacitou 1l a s anti-refluxní chlopní
- Lehký a skladný
- Diskrétní balení



Lubrikační vlastnosti  
zůstávají zachovány  
v teplotním rozmezí  
- 20 až + 55 °C




Garance  
lubrikace  
60 min  
od otevření

Hladké otvory  
na konci katétru



Diskrétní pouzdro je součástí  
každého balení (mimo velikosti CH18)



## Actreen® Hi-Lite Cath

| Typ  | Velikost | Ø (mm) | Katalogové číslo | Kusů v balení | Kód SÚKL |
|--|----------|--------|------------------|---------------|----------|
| <br>Tiemann 41 | CH 08    | 2,7    | 238108U          | 30            | 5004485  |
|  | CH 10    | 3,3    | 238110U          |               | 5004486  |
|  | CH 12    | 4,0    | 238112U          |               | 5004487  |
|  | CH 14    | 4,7    | 238114U          |               | 5004488  |
|  | CH 16    | 5,3    | 238116U          |               | 5004489  |
| <br>Nelaton 41 | CH 08    | 2,7    | 238208U          | 30            | 5004480  |
|  | CH 10    | 3,3    | 238210U          |               | 5004481  |
|  | CH 12    | 4,0    | 238212U          |               | 5004482  |
|  | CH 14    | 4,7    | 238214U          |               | 5004483  |
|  | CH 16    | 5,3    | 238216U          |               | 5004484  |
| <br>Nelaton 20 | CH 06    | 2,0    | 238306U          | 30            | 5004474  |
|  | CH 08    | 2,7    | 238308U          |               | 5004475  |
|  | CH 10    | 3,3    | 238310U          |               | 5004476  |
|  | CH 12    | 4,0    | 238312U          |               | 5004477  |
|  | CH 14    | 4,7    | 238314U          |               | 5004478  |
|  | CH 16    | 5,3    | 238316U          | 5004479       |          |

## Actreen® Hi-Lite Set

| Typ  | Velikost | Ø (mm) | Katalogové číslo | Kusů v balení | Kód SÚKL |
|--|----------|--------|------------------|---------------|----------|
| <br>Tiemann 37 | CH 10    | 3,3    | 242110U          | 30            | 5004526  |
|  | CH 12    | 4,0    | 242112U          |               | 5004527  |
|  | CH 14    | 4,7    | 242114U          |               | 5004529  |
|  | CH 16    | 5,3    | 242116U          |               | 5004530  |
|  | CH 18    | 6,0    | 242118U          |               | 5004531  |
| <br>Nelaton 37 | CH 10    | 3,3    | 242210U          | 30            | 5004524  |
|  | CH 12    | 4,0    | 242212U          |               | 5004525  |
|  | CH 14    | 4,7    | 242214U          |               | 5004729  |
|  | CH 16    | 5,3    | 242216U          |               | 5004731  |
|  | CH 18    | 6,0    | 242218U          |               | 5004733  |

# Actreen® Mini Cath

## Actreen® Mini Set

### POTAHOVANÉ MOČOVÉ KATÉTRY S OCENĚNÝM REVOLUČNÍM DESIGNEM SPECIÁLNĚ PRO ŽENY

- Bezpečný, diskretní katétr v délce pouhých 9 cm
- Ekologicky nezávadný
- Okamžitě k použití bez nutnosti další aktivace, kdykoliv a kdekoliv
- Diskretní pouzdro jako součást každého balení
- Designový močový katétr
- Anti-refluxní chlopeň
- Sběrný močový sáček o objemu 700 ml



Lubrikační vlastnosti  
zůstávají zachovány  
v teplotním rozmezí  
- 20 až + 55 °C

Garance  
lubrikace  
60 min  
od otevření

Hladké otvory  
na konci katétru



| Typ           | Velikost | Ø<br>(mm) | Katalogové<br>číslo | Kusů<br>v balení | Kód<br>SÚKL |
|---------------|----------|-----------|---------------------|------------------|-------------|
| Nelaton 9     | CH 08    | 2,7       | 228008U             | 30               | 5011414     |
|               | CH 10    | 3,3       | 228010U             |                  | 5004473     |
|               | CH 12    | 4,0       | 228012U             |                  | 5004508     |
|               | CH 14    | 4,7       | 228014U             |                  | 5004509     |
|               | CH 16    | 5,3       | 228016U             |                  | 5011413     |
| Nelaton 9 Set | CH 10    | 3,3       | 239010U             | 30               | 5004532     |
|               | CH 12    | 4,0       | 239012U             |                  | 5004533     |
|               | CH 14    | 4,7       | 239014U             |                  | 5004534     |

# Actreen® Glys Set

## UNIKÁTNÍ UZAVŘENÝ SYSTÉM PRO CÉVKOVÁNÍ




### Katétr

- Lubrikovaný močový katétr
- Tiemann - Nelaton
- 25, 45 a 50 cm
- Sterilní balení

### Sběrný sáček

- Antirefluxní chlopeň
- Kalibrováný od 50 do 1250 ml






| Typ  | Velikost | Ø<br>(mm) | Katalogové<br>číslo | Kusů<br>v balení | Kód<br>SÚKL |
|--|----------|-----------|---------------------|------------------|-------------|
| <br>Tiemann 45 Set   | CH 08    | 2,7       | 226108U             | 30               | 5004518     |
|  | CH 10    | 3,3       | 226110U             |                  | 5004519     |
|  | CH 12    | 4,0       | 226112U             |                  | 5004520     |
|  | CH 14    | 4,7       | 226114U             |                  | 5004522     |
|  | CH 16    | 5,3       | 226116U             |                  | 5004523     |
| <br>Nelaton 50 Set | CH 08    | 2,7       | 226208U             | 30               | 5004723     |
|  | CH 10    | 3,3       | 226210U             |                  | 5004727     |
|  | CH 12    | 4,0       | 226212U             |                  | 5004511     |
|  | CH 14    | 4,7       | 226214U             |                  | 5004510     |
|  | CH 16    | 5,3       | 226216U             |                  | 5004515     |
|  | CH 18    | 6,0       | 226218U             |                  | 5004516     |
| <br>Nelaton 25 Set | CH 06    | 2,0       | 226306U             | 30               | 5004512     |
|  | CH 08    | 2,7       | 226308U             |                  | 5004721     |
|  | CH 10    | 3,3       | 226310U             |                  | 5004725     |
|  | CH 12    | 4,0       | 226312U             |                  | 5004728     |
|  | CH 14    | 4,7       | 226314U             |                  | 5004513     |
|  | CH 16    | 5,3       | 226316U             |                  | 5004514     |

# Actreen® Lite Cath

## LUBRIKOVANÝ MOČOVÝ KATÉTR

- Tiemann - Nelaton
- 20 a 45 cm
- Sterilní balení






| Typ  | Velikost | Ø (mm) | Katalogové číslo | Kusů v balení | Kód SÚKL |
|--|----------|--------|------------------|---------------|----------|
| <br>Tiemann 45   | CH 08    | 2,7    | 228108U          | 30            | 5004502  |
|  | CH 10    | 3,3    | 228110U          |               | 5004503  |
|  | CH 12    | 4,0    | 228112U          |               | 5004504  |
|  | CH 14    | 4,7    | 228114U          |               | 5004505  |
|  | CH 16    | 5,3    | 228116U          |               | 5004506  |
|  | CH 18    | 6,0    | 228118U          |               | 5004507  |
| <br>Nelaton 45 | CH 08    | 2,7    | 228208U          | 30            | 5004491  |
|  | CH 10    | 3,3    | 228210U          |               | 5004492  |
|  | CH 12    | 4,0    | 228212U          |               | 5004493  |
|  | CH 14    | 4,7    | 228214U          |               | 5004494  |
|  | CH 16    | 5,3    | 228216U          |               | 5004490  |
|  | CH 18    | 6,0    | 228218U          |               | 5004495  |
| <br>Nelaton 20 | CH 06    | 2,0    | 228306U          | 30            | 5004496  |
|  | CH 08    | 2,7    | 228308U          |               | 5004497  |
|  | CH 10    | 3,3    | 228310U          |               | 5004498  |
|  | CH 12    | 4,0    | 228312U          |               | 5004499  |
|  | CH 14    | 4,7    | 228314U          |               | 5004500  |
|  | CH 16    | 5,3    | 228316U          |               | 5004501  |

# Nepotahované močové katétrý

- Tiemann - Nelaton
- Barevně značené trychtýřovité konce
- 18 a 40 cm
- Sterilní balení



| Typ  | Velikost | Ø (mm) | Katalogové číslo | Kusů v balení | Kód SÚKL |
|--|----------|--------|------------------|---------------|----------|
| <br>Tiemann 40   | CH 08    | 2,7    | 4500200          | 100           | 5004870  |
|  | CH 10    | 3,3    | 4500201          |               | 5004873  |
|  | CH 12    | 4,0    | 4500202          |               | 5004874  |
|  | CH 14    | 4,7    | 4500203          |               | 5004875  |
|  | CH 16    | 5,3    | 4500204          |               | 5004876  |
|  | CH 18    | 6,0    | 4500205          |               | 5004871  |
|  | CH 20    | 6,7    | 4500206          |               | 5004872  |
| <br>Nelaton 40 | CH 08    | 2,7    | 4500207          | 100           | 5004857  |
|  | CH 10    | 3,3    | 4500208          |               | 5004858  |
|  | CH 12    | 4,0    | 4500209          |               | 5004859  |
|  | CH 14    | 4,7    | 4500210          |               | 5004860  |
|  | CH 16    | 5,3    | 4500211          |               | 5004861  |
|  | CH 18    | 6,0    | 4500212          |               | 5004862  |
|  | CH 20    | 6,7    | 4500213          |               | 5004863  |
| <br>Nelaton 18 | CH 08    | 2,7    | 4500214          | 100           | 5004864  |
|  | CH 10    | 3,3    | 4500215          |               | 5004865  |
|  | CH 12    | 4,0    | 4500216          |               | 5004866  |
|  | CH 14    | 4,7    | 4500217          |               | 5004867  |
|  | CH 16    | 5,3    | 4500218          |               | 5004868  |
|  | CH 18    | 6,0    | 4500219          |               | 5004869  |

# Uro-Tainer®

## PROPLACHOVÝ SYSTÉM PRO MOČOVÉ KATÉTRY

- Prevence a léčba inkrustací a močové infekce
- Sterilní jednorázový systém, připravený k přímému použití

Úhradový limit: 15 ks za měsíc (doplatek)



| Typ                                  | Katalogové číslo | Kusů v balení     | Kód SÚKL |
|--------------------------------------|------------------|-------------------|----------|
| Suby G<br>(Kyselina citrónová 3,23%) | FB99839          | 10x 100 ml sáčky  | 5004831  |
| Chlorid sodný<br>(NaCl 0,9%)         | FB99833          | 10x 100 ml sáčky  | 5004830  |
| Chlorid sodný M<br>(NaCl 0,9%)       | FB99853          | 10x 100 ml sáčky  | -        |
| PHMB<br>(0,02 % Polihexanide)        | FB99965          | 10 x 100 ml sáčky | -        |



# Urimed B'Bag

- Jímací sběrný sáček
- Délka hadice 90 cm, objem 2 l
- Antirefluxní chlopeň
- Křížový vypustný ventil
- Závěsné příslušenství je součástí balení

## Urimed Bag Plus

- Objem 500 ml
- Hadička 60 cm

## Urimed Tribag Plus

- Tříkomorový sáček pro pohodlné nošení na noze
- Objem 800 ml
- Hadička 60 cm

Úhradový limit: 15 ks za měsíc

Úhradový limit pacienti s nefrostomií: 20 ks za měsíc



| Typ                | Katalogové číslo | Kusů v balení | Kód SÚKL |
|--------------------|------------------|---------------|----------|
| Urimed B'Bag       | 29451            | 30            | 5007149  |
| Urimed Bag Plus    | 28501A           | 10            | 5004471  |
| Urimed Tribag Plus | 28305            | 10            | 5004472  |

# Životy našich ambasadorů

**Kateřina Antošová**

reprezentantka v paracyklistice

**David Drahonínský**

paralympijský medailista v lukostřelbě

V době, kdy David Drahonínský na paralympiádě v Londýně stál na stupních vítězů a osmdesát tisíc diváků na stadionu mu tleskalo, Katka Antošová ležela v nemocnici, kde jí lékaři operovali páteř, a ještě nevěděla, zda se ještě někdy bude vůbec hýbat. Na poslední paralympiádu v brazilském Riu de Janeiru už letěli bojovat o medaile oba.

Pro Davida to byla už čtvrtá paralympiáda. Nominace na první mu unikla o pár bodů, tak se na ni jel podívat aspoň jako divák. Na další paralympiádě v Pekingu už získal v lukostřelbě zlato, v Londýně pak vystřílel stříbro. „Je to neuvěřitelný pocit, každý den na paralympiádě jsem si užíval. Medaile je jen třešnička na dortu,“ popisuje David.

Z Brazílie si nakonec přivezl stříbro a k tomu bronzovou medaili ze smíšených dvojic. V roce 2019 ho čeká MS v Nizozemí, kde se bude snažit vystřílet si účast na Paralympijských hrách v Tokiu v roce 2020.



Produkty Actreen® používají a doporučují David Drahonínský a Kateřina Antošová



Katka sedla poprvé na handbike před pěti lety. „Tenkrát mi přišlo jako nesmysl, že bych na tom drahém stroji vůbec byla schopná závodit. Nebyla jsem typ zrozený pro cyklistiku. Ale rozhodla jsem se do toho jít na plné pecky.“

Ambasadorka projektu B. Braun pro život Kateřina Antošová má za sebou jednu účast na Paralympiádě. V konkurenci až o třicet let mladších závodnic to neměla jednoduché. „Závod v Riu byl neskutečně těžký. Po dojezdu mi všichni gratulovali k top ten, ale já chtěla víc než jen deváté místo. Rok jsem se rozhodovala, co dál. Nakonec jsem udělala tu nejláznivější věc a koupila si nový handbike. Po roce mohu říci, že to bylo dobré rozhodnutí.“

V roce 2018 získala Katka dvě bronzové medaile na Světovém poháru a na Mistrovství světa skončila čtvrtá. „Je to mé nejlepší umístění. Jenže bych to nebyla já, kdybych nemířila výš. Konkurence roste, nebude to jednoduché,“ doplňuje.



**ZELENÁ HVĚZDA**

Váš dodavatel zdravotnických prostředků

[www.zelenahvezda.cz](http://www.zelenahvezda.cz)



**Actreen linka B. Braun**

**+420-777 363 343**

**Informační linka pro cévkující se pacienty**

Provoz patientské linky ve všední dny v čase 9–16 hod.

B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM

V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika

Tel. +420-271 091 111 | [info@bbraun.cz](mailto:info@bbraun.cz) | [www.bbraun.cz](http://www.bbraun.cz)