

Flexima® 3S Colo, Ileo

Bezpečnost v pohybu

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Nejnovější generace dvoudílného stomického mechanického systému

Jednoduchá aplikace


- Intuitivní nalepení na základě tří jednoduchých kroků (obr. 1)
- Tři možnosti polohy sáčku v závislosti na konfiguraci těla (obr. 2)

Bezpečnost


- Zvýšená ochrana proti prosaku mezi podložkou a sáčkem díky inovativnímu spojení
- Přídavná pojistka se slyšitelným zaklapnutím zajišťuje vysoký pocit bezpečí
- Možnost fixace páskem ve třech pozicích

Poddajnost

- Minimální tlak na břišní stěnu díky poddajné přírubě při aplikaci
- Flexibilita po nasazení sáčku na podložku
- Vysoká diskretnost



Obr. 1




Obr. 2

Flexibilní podložka dokonale přilne k tělu a kopíruje jeho kontury

Nový laminární filtr



Odolný proti vodě a mastnotě, propustný pro plyny




Integrovaná měkká Roll'up svorka

Jednoduché použití





	Název výrobku	Velikost	Ø (mm)	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*
	Flexima® 3S - ploché podložky	45	15-30	5	936415U	5004605
			20	5	936420U	5004606
			25	5	936425U	5004607
			30	5	936430U	5004608
		55	15-40	5	936515U	5004609
			35	5	936535U	5004610
			40	5	936540U	5010644
		65	15-50	5	936615U	5004611
			45	5	936645U	5004612
80	5		936815U	5004613		
	Flexima® 3S Convex - konvexní podložky	45	15-26	5	937415U	5004616
			55	5	937515U	5004750
			65	5	937615U	5004751


	Název výrobku	Barva	Velikost	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*
	Flexima® 3S Colo - uzavřené sáčky	■	Midi	520	45	30	931045U	5004655
				500	55	30	931055U	5004657
				465	65	30	931065U	5004659
			Maxi	665	45	30	931445U	5004647
				655	55	30	931455U	5004649
				630	65	30	931465U	5004651
		□	Maxi	590	80	30	931480U	5004653
				665	45	30	931545U	5004648
				655	55	30	931555U	5004650
				630	65	30	931565U	5004652
				590	80	30	931580U	5004654

- Běžové s náhledovým okénkem
- Běžové
- Průhledné

* Všechny uvedené stomické pomůcky jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami.

	Název výrobku	Barva	Velikost	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*
	Flexima® 3S Ileo - výpustné sáčky	■	Midi	650	45	30	932045U	5011415
				635	55	30	932055U	5004626
				615	65	30	932065U	5004632
			Maxi	805	45	30	932445U	5004624
				785	55	30	932455U	5004622
				755	65	30	932465U	5004631
				715	80	30	932480U	5004755
		□	Midi	650	45	30	932145U	5004625
				635	55	30	932155U	5004627
				615	65	30	932165U	5004633
			Maxi	805	45	30	932545U	5004621
				785	55	30	932555U	5004623
				755	65	30	932565U	5004754
				715	80	30	932580U	5004756

	Název výrobku	Barva	Velikost	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*
	Flexima® 3S High Flow - výpustné sáčky	■	Midi	970	55	30	933055U	5004638
				940	65	30	933065U	5004637
				900	80	30	933080U	5004641
		□	Midi	970	55	30	933155U	5004639
				940	65	30	933165U	5004640
				900	80	30	933180U	5004642

	Název výrobku	Úhradový limit	Úhradová skupina	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*
	Flow Collector - sběrný sáček k High Flow systémům, objem 2 l, s výpustí, hadice až 150 cm	15 kusů na měsíc	03.10.01.01	15	039900U	5005503

- Běžové s náhledovým okénkem
- Běžové
- Průhledné

* Všechny uvedené stomické pomůcky jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami.

Flexima® 3S je dvoudílný mechanický systém pro pacienty s enterostomií nebo urostomií. Zdravotnický prostředek. Dvoudílný systém se skládá z ploché nebo konvexní podložky s ochranou kožního krytu a kroužkem na připevnění sáčku. Druhy sáčků: uzavřené (kolostomie), výpustné s integrovanou měkkou svorkou typu „Roll Up“ nebo s vypouštěcím systémem „High-Flow“, ke kterému lze napojit další sběrný sáček „Flow Collector“ (ileostomie), urostomické s vypouštěcím uzávěrem s napojením na další sběrné močové systémy (urostomie). Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical SAS se sídlem na adrese 204 Avenue du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie.

Flow Collector je jednodílný sběrný systém pro enterostomické pacienty. Zdravotnický prostředek. Sběrný stomický systém s možností vypouštění, určený pro velké objemy tekutého střevního obsahu. Výrobek umožňuje zadržení velkých objemů tekuté stolice prostřednictvím stomického sáčku pacienta. Používá se v kombinaci se systémem Almarys® Twin+ High Flow, Flexima®/Softima® High Flow, Flexima®/Softima® Key Maxi a Flexima®/Softima® 3S High Flow. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical SAS se sídlem na adrese 204 Avenue du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.