

Flexima® Active


Zažijte pocit druhé kůže

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE



Kolostomické sáčky (uzavřené) a ileostomické sáčky (výpustné)

- Zcela nové složení lepicí plochy (SkinTech®) pro ještě lepší ochranu pokožky
- Ergonomický tvar sáčku, zkrácená vrchní část proti překlopení
- Nový výpustný systém (Roll'up) u výpustných sáčků
- Tři různé velikosti - Mini, Midi a Maxi




Nový laminární filtr

Odolný proti vodě a mastnotě, propustný pro plyny

SkinTech® B. Braun patentované složení lepicí plochy

- Pocit druhé kůže
- Vysoký komfort během nošení
- Ještě lepší ochrana pokožky
- Minimalizace rizika reziduí*



*International Post Market User Evaluation of Flexima® Active 1 P system
– B. BRAUN Internal Report



Integrovaná měkká Roll'up svorka

Jednoduché použití



	Název výrobku	Barva	Velikost	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*	
	Flexima® Active Colo - uzavřené sáčky	☐	Mini	220	15-45	30	4612215U	5013252	
			Midi	480	15-50	30	4612115U	5013251	
				25	30	4610125U	5004554		
				30	30	4610130U	5004738		
				35	30	4610135U	5004789		
				40	30	4610140U	5004557		
			Maxi	600	15-65	30	4612380U	5013253	
			☐	Midi	480	15-50	30	4611115U	5004559
				Maxi	600	15-65	30	4611380U	5004560
				Flexima® Active Ileo - výpustné sáčky Roll-Up	☐	Mini	260	15-45	30
Midi	580	15-50				30	4620115U	5004538	
	25	30				4620125U	5004535		
	30	30				4620130U	5004549		
	35	30				4620135U	5004536		
	40	30				4620140U	5004537		
Maxi	710	15-65				30	4620380U	5004735	
☐	Mini	260				15-45	30	4621215U	5004540
	Midi	580				15-50	30	4621115U	5004734
	Maxi	710				15-65	30	4621380U	5004737

- ☐ Běžové s náhledovým okénkem
- ☐ Běžové
- ☐ Průhledné

* Všechny uvedené stomické pomůcky jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami.

Flexima® Active je jednodílný systém sběrných sáčků pro enterostomiky. Zdravotnický prostředek. Flexima® Active nabízí unikátní ochranu kůže vyvinutou společností B. Braun (SkinTech®), která poskytuje vysoký komfort díky velké flexibilitě a okamžité přilnavosti. Druhy sáčků: uzavřený sáček s plochou nebo ultra soft konvexní ochranou kůže (kolostomie), výpustný sáček s integrovanou svorkou typu "Roll'up", v ploché nebo ultra soft konvexní verzi (ileostomie). Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical SAS se sídlem na adrese 204 Avenue du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.