



Actreen[®] Hi-Lite Cath

NOVÁ GENERACE POTAHOVANÝCH MOČOVÝCH KATETRŮ

Actreen[®] Hi-Lite Set

NOVÁ GENERACE POTAHOVANÝCH MOČOVÝCH KATETRŮ
SE SBĚRNÝM SÁČKEM

NOVINKA

Actreen® Hi-Lite Cath

NOVÁ GENERACE POTAHOVANÝCH MOČOVÝCH KATETRŮ

Actreen® Hi-Lite je potahovaný katetr pro děti, ženy a muže určený k intermitentní močové katetrizaci. Katetr je ihned připraven k použití kdykoliv a kdekoliv. Manipulace s ním je snadná a lze jej diskrétně přechovávat díky speciálnímu pouzdru.

BEZPEČNÝ

- **NOVÝ VYLEPŠENÝ BEZDOTYKOVÝ SYSTÉM**
 - pohyblivá část ochranného obalu umožňuje snadnější manipulaci při zavádění
- Nedráždivé otvory na konci katetru
- Bez obsahu PVC a DEHP (ftalátů)

PRAKTICKÝ, IHNED K POUŽITÍ

- Snadný přístup ke katetru
- Potažený hydrofilním gelem
- **NOVĚ DÉLKA 41 CM**
 - Redukovaná délka standardních katetrů Nelaton a Tiemann umožňuje lepší kontrolu při zavádění a zároveň zajišťuje kompletní drenáž
- Nezalamuje se, je snadno složitelný

DISKRÉTNÍ A EKOLOGICKÝ

- Diskrétní pouzdro součástí každého balení (Actreen® Hi-Lite Cath a Actreen® Hi-Lite Set)
- O 27% redukované přídatné obaly
- Vyrobeno z recyklovatelného materiálu



NEVYSYCHÁ!

Hydrofilní lubrikant v soupravě Actreen® Hi-Lite udržuje cévku dokonale vlhkou po dobu 60 minut od otevření obalu.^{4,5}



Seznamte se s unikátním řešením, které vám umožní žít život

1 Zpráva č. 7.5.AB.054.1 + Zpráva o výsledku testu (USABILITY TEST) výrobku Actreen® Hi-Lite Set (zdravotní sestry / pacienti)

2 Zpráva č. 7.5.AB.054.1

3 Cévkou o síle Ch 18 nelze přehýbat, s výrobkem není dodáváno diskretní pouzdro.

4 Z bezpečnostních a hygienických důvodů doporučujeme použít výrobek co nejdříve po jeho otevření.

5 Zpráva č. 7.5.AC.059.2

6 Zprávy č. 7.5.AB.057.1, č. 7.5.AB.058.1, 7.5.AB.059.1, č. 7.5.AB.060.1

Actreen® Hi-Lite Set

NOVÁ GENERACE POTAHOVANÝCH MOČOVÝCH KATETRŮ SE SBĚRNÝM SÁČKEM

NOVINKA

Močový katetr je pevně spojen se **SBĚRNÝM SÁČKEM** pro usnadnění vašeho každodenního života – kdekoliv a kdykoliv. Ať jste v autě, v práci nebo dokonce v restauraci, jistě oceníte výhodné vlastnosti a nenápadné balení soupravy pro cévkování.

VÝHODY SBĚRNÉHO SÁČKU

- Sběrný sáček s odměrnou stupnicí a praktickou konstrukcí
- Kapacita sáčku **1 LITR**
- Antirefluxní ventil, který zamezuje úniku moči, ať jste kdekoliv²

Hledáme cesty a možnosti, jak bez ohledu na každodenní starosti žít svůj život lépe a bez obav!



NENÁPADNÝ, AŽ JSTE KDEKOLIV...¹
Actreen® Hi-Lite Set lze snadno složit^{3,6}
a uschovat do přiloženého diskrétního pouzdra.








OBAL LZE SNADNO OTEVŘÍT
Otevírání obalu je přizpůsobeno úrovni
obratnosti pacienta.

naplno.



Actreen® Hi-Lite Cath | Actreen® Hi-Lite Set

NOVÁ GENERACE POTAHOVANÝCH MOČOVÝCH KATETRŮ A KATETRŮ SE SBĚRNÝM SÁČKEM

Tieman, 41 cm	CH	Průměr	Katalog. č.	Kód VZP	Kusů v bal.*
	■ 08	ø 2,7 mm	238108U	0140833	30
	■ 10	ø 3,3 mm	238110U		30
	□ 12	ø 4,0 mm	238112U		30
	■ 14	ø 4,7 mm	238114U		30
	■ 16	ø 5,3 mm	238116U		30
Nelaton, 41 cm	CH	Průměr	Katalog. č.	Kód VZP	Kusů v bal.*
	■ 08	ø 2,7 mm	238208U	0140834	30
	■ 10	ø 3,3 mm	238210U		30
	□ 12	ø 4,0 mm	238212U		30
	■ 14	ø 4,7 mm	238214U		30
	■ 16	ø 5,3 mm	238216U		30
Nelaton, 20 cm	CH	Průměr	Katalog. č.	Kód VZP	Kusů v bal.*
	■ 06	ø 2,0 mm	238306U	0140835	30
	■ 08	ø 2,7 mm	238308U		30
	■ 10	ø 3,3 mm	238310U		30
	□ 12	ø 4,0 mm	238312U		30
	■ 14	ø 4,7 mm	238314U		30
	■ 16	ø 5,3 mm	238316U		30
Tieman, 37 cm	CH	Průměr	Katalog. č.	Kód VZP	Kusů v bal.*
	■ 10	ø 3,3 mm	242110U	0136214	30
	□ 12	ø 4,0 mm	242112U		30
	■ 14	ø 4,7 mm	242114U		30
	■ 16	ø 5,3 mm	242116U		30
	■ 18	ø 6,0 mm	242118U		30
Nelaton, 37 cm	CH	Průměr	Katalog. č.	Kód VZP	Kusů v bal.*
	■ 10	ø 3,3 mm	242210U	0136213	30
	□ 12	ø 4,0 mm	242212U		30
	■ 14	ø 4,7 mm	242214U		30
	■ 16	ø 5,3 mm	242216U		30
	■ 18	ø 6,0 mm	242218U		30

* Diskrétní pouzdro je součástí každého balení (mimo velikosti CH18)



B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz