



ECSC – ZAHNUTÝ ENDOSKOPICKÝ CIRKULÁRNÍ STAPLER

STAPLER PRO JEDNORÁZOVÉ VNITŘNÍ POUŽITÍ

ZAHNUTÝ ENDOSKOPICKÝ CIRKULÁRNÍ STAPLER

STAPLER PRO JEDNORÁZOVÉ VNITŘNÍ POUŽITÍ

VLASTNOSTI VÝROBKU

Bendos™ – otvor pro šicí vlákno

- Usnadňuje vložení gastrické sondy, aby se zabránilo poškození anastomózy

ASL™ – Automatická bezpečnostní pojistka

- Zabraňuje druhému odpálení a umožňuje snazší manipulaci
- Zajišťuje zvukovou zpětnou vazbu pro vyjmutí zařízení

RBS™ – Systém rotační čepele

- Pokročilá technologie překračující konvenční řez vede k redukci leaků a krvácení
- Optimální provedení řezu









Bendos™



RBS™



ASL™



ZAHNUTÝ ENDOSKOPICKÝ CIRKULÁRNÍ STAPLER

INTRALUMINÁLNÍ STAPLER PRO JEDNORÁZOVÉ VNITŘNÍ POUŽITÍ



Katalog. číslo	Barva	Počet svorek	Průměr kloboučku	Průměr čepele
ECSC21	Oranžová	16	21 mm	13,0 mm
ECSC25	Šedá	20	25 mm	17,0 mm
ECSC29	Modrá	24	29 mm	20,5 mm
ECSC33	Zelená	28	33 mm	24,8 mm

Vyrábí:



Touchstone International Medical Science Co., Ltd. | 21 A Science Plaza
International Science Park | No. 1355 Jinjihu Avenue | Suzhou | China

Distribuce:

B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | info@bbraun.com | www.bbraun.cz