





Flexima[®] Active

ZAŽIJTE POCIT DRUHÉ KŮŽE

Flexima® Active


KOLOSTOMICKÉ SÁČKY (UZAVŘENÉ)

- Zcela nové složení lepicí plochy (SkinTech®) pro ještě lepší ochranu pokožky
- Ergonomický tvar sáčku, zkrácená vrchní část proti překlopení
- Tři různé velikosti - Mini, Midi a Maxi



NOVÝ LAMINÁRNÍ FILTR



Odolný proti vodě a mastnotě, propustný pro plyny



SkinTech®

B. BRAUN PATENTOVANÉ SLOŽENÍ LEPÍCÍ PLOCHY

- Pocit druhé kůže
- Vysoký komfort během nošení
- Ještě lepší ochrana pokožky
- Minimalizace rizika reziduí*



*International Post Market User Evaluation of Flexima® Active 1 P system - B. BRAUN Internal Report


ILEOSTOMICKÉ SÁČKY (VÝPUSTNÉ)

- Zcela nové složení lepicí plochy (SkinTech®) pro ještě lepší ochranu pokožky
- Ergonomický tvar sáčku, zkrácená vrchní část proti překlopení
- Nový výpustný systém (Roll'up)
- Tři různé velikosti - Mini, Midi a Maxi




B. BRAUN LAMINÁRNÍ PATENTOVANÝ FILTR

Odolný proti vodě a mastnotě, propustný pro plyny
Hi-Tech prodyšná membrána



INTEGROVANÁ MĚKKÁ ROLL'UP SVORKA

Jednoduché použití



Flexima® Active

KOLOSTOMICKÉ SÁČKY (UZAVŘENÉ)

Velikost	Barva		Průměr	Kusů v balení	Katalog. č.	Kód VZP
Mini (≈220 ml)	Běžová	✂	15 - 45	30	4610215U	0082557
Midi (≈460 ml)	Běžová	✂	15 - 50	30	4610115U	0082549
	Transparentní	✂	15 - 50	30	4611115U	0082548
	Běžová	Předstřižený	25	30	4610125U	0082550
	Běžová	Předstřižený	30	30	4610130U	0082551
	Běžová	Předstřižený	35	30	4610135U	0082552
	Běžová	Předstřižený	40	30	4610140U	0082553
	Běžová	Předstřižený	45	30	4610145U	0082554
Maxi (≈600 ml)	Běžová	✂	15 - 65	30	4610380U	0082556
	Transparentní	✂	15 - 65	30	4611380U	0082555

ILEOSTOMICKÉ SÁČKY (VÝPUSTNÉ)

Velikost	Barva		Průměr	Kusů v balení	Katalog. č.	Kód VZP
Mini (≈280 ml)	Běžová	✂	15 - 45	30	4620215U	0082566
	Transparentní	✂	15 - 45	30	4621215U	0082567
Midi (≈560 ml)	Běžová	✂	15 - 50	30	4620115U	0082567
	Transparentní	✂	15 - 50	30	4621115U	0082563
	Běžová	Předstřižený	25	30	4620125U	0082559
	Běžová	Předstřižený	30	30	4620130U	0082560
	Běžová	Předstřižený	35	30	4620135U	0082561
	Běžová	Předstřižený	40	30	4620140U	0082562
Maxi (≈720 ml)	Běžová	✂	15 - 65	30	4620380U	0082565
	Transparentní	✂	15 - 65	30	4621380U	0082564

B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz