



Jednoduchá aplikace,
bezpečnost a flexibilita

Flexima[®] Key Uro

UNIKÁTNÍ ADHEZIVNÍ SYSTÉM PRO UROSTOMIKY

Flexima® Key Uro

UNIKÁTNÍ ADHEZIVNÍ SYSTÉM PRO UROSTOMIKY

VYSOKÁ BEZPEČNOST, VYSOKÝ KOMFORT

- Inovativní měkké adhezivní spojení sáčku a podložky*
- Měkký plastový materiál – hladší a poddajnější
- Vynikající přizpůsobivost pomůcky během pohybu
- Dvojitá netkaná textilie sáčku

ODSTRANĚNÍ A VÝMĚNA SÁČKU

▪ Klasické odstranění

Speciální vykrojení horní části příruby usnadňuje odstranění sáčku. Přidržte podložku jednou rukou a odlepujte.

▪ Odstranění s pomůckou

Vsuňte pomůcku do mezery mezi sáčkem a podložkou a postupně odlepujte



<<< **98%**
bez prosaku*

PODLOŽKY Flexima® Key

Přesné a jednoduché umístění sáčku pomocí systému nasměrování
Bezpečné upevnění snižuje šanci na únik tekutiny





VÝPUSTNÝ SYSTÉM

Mimořádně bezpečný
Perfektní těsnost uzávěru
Naprostě zřejmé pozice otevřené/zavřené
Snadná manipulace



Velmi bezpečné a univerzální napojení
Průměr výpustné části zvětšen o 20 %



Název	Typ	Průměr (mm)	Kusů v balení	Katalog. č.	Kód VZP
Flexima® Key Uro 	Sáčky béžové	40	30	62740U	0082581
		50	30	62750U	0082582
		60	30	62760U	0082583
	Sáčky průhledné	40	30	62840U	0082584
		50	30	62850U	0082585
		60	30	62860U	0082586
Flexima® Key podložky 	Podložky standardní	40	5	62040U	0086729
		50	5	62050U	0086730
		60	5	62060U	0086731

* Report on patient survey Flexima®/Softima® Key Uro

B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | info@bbraun.cz | www.bbraun.cz