


Ileo[®] Gel+

Superabsorpční prostředek pro zahuštění stolice



NOVINKA

B | BRAUN
SHARING EXPERTISE

Superabsorpční pudr

EFEKTIVNÍ
SNADNO POUŽITELNÝ
DISKRÉTNÍ
KOMFORTNÍ




Dávkování a použití

Pro optimální použití stačí jeden sáček přípravku Ileo® Gel+ pro zahuštění 200 ml řídkého obsahu. Přípravek Ileo® Gel+ vložte vždy pouze suchýma rukama do nového stomického sáčku.

Ileo® Gel+ je doporučen pro zahuštění řídké stolice kolostomiků i ileostomiků. Superabsorpční pudr se při styku s řídkým obsahem stomického sáčku přemění v gel, čímž umožní snadné a lépe kontrolované vyprázdnění stomických sáčků a zároveň podpoří a zajistí 100% účinnost filtru.

Nové a uživatelsky příznivé balení v podobě 45 ks sáčků superabsorpčního pudru polyakrylátu sodného.



superabsorpční pudr
polyakrylátu sodného



Katalog. číslo	Kusů v balení	Kód VZP
005012	45	0086390 (bez omezení)