



NOVINKA

Jedinečné řešení  
pro prevenci a léčbu  
inkrustací a močové infekce

# Urimed<sup>®</sup> Cath + Uro-Tainer<sup>®</sup>

Řešení pro permanentní močovou katetrizaci

# Urimed® Cath

## Permanентní močové katetry ze 100% silikonu

### K materiálům doporučeným pro dlouhodobou katetrizaci<sup>1</sup> patří silikon

- Katetr vyrobený ze 100% silikonu je velmi jemný, **hypoalergenní a šetrný ke tkáním**. Jeho povrch není opatřen potahem, a má proto relativně **široký vnitřní průsvit i nižší tendenci k tvorbě inkrustací a neprůchodnosti**.
- V porovnání s ostatními materiály na výrobu katetrů silikon pomáhá snížit riziko tvorby inkrustací u **dlouhodobě katetrizovaných pacientů**.
- Permanентní močové katetry typu Foley vyrobené ze **100% silikonu** umožňují **šetrnější katetrizaci a snižují riziko neprůchodnosti**.<sup>2</sup>

### Silikon versus latex

- Silikonové katetry typu Foley mají v porovnání s latexovými širší vnitřní průsvit, a lépe tak odvádějí moč.
- Ze silikonu lze procesem extruze (vytlačování) vyrobit katetr s relativně tenčími stěnami a širším lumen (při stejném vnějším průměru).

**Výsledkem je**, že i při menším vnějším průměru silikonových katetrů typu Foley (stupnice dle Charriera) je odvádění moči a vyplachování účinnější díky širšímu vnitřnímu průsvitu.

### Permanентní katetry z bezbarvého 100% silikonu určené ke standardnímu odvádění moči a k pooperační péči

- Katetry řady **Urimed® Cath** mají **rtg-kontrastní hrot i tělo**.

**Latex-Free  
PVC-Free**

#### Nelaton

Katetr první volby  
Vhodný pro muže i ženy



Dvoucestný – pro standardní drenáž močového měchýře

#### Tiemann

Uspadňuje cévkování mužů



Dvoucestný – pro standardní drenáž močového měchýře

#### Dufour

Třetí kanál umožňuje vyplachovat krevní koagula a zbytky tkání po operacích prostaty



Třicestný – pro drenáž a irigaci močového měchýře

Odkazy:

1 - Abrams, P., Cardozo, L., Wein, A., (Eds.): INCONTINENCE - Fourth International Consultation on Incontinence (ICI). Paris 2009.

2 - 1997. British Journal of Urology. N. S. Morris, D. J.

# Uro-Tainer®

## Proplachový systém pro močové katetry

### Suby G (Kyselina citronová 3,23%) CE

Pravidelné preventivní proplachování umožňuje předejít tvorbě inkrustací a zabránit neprůchodnosti katetru.

Roztok Suby G se doporučuje u pacientů, u kterých dochází opakovaně k neprůchodnosti permanentního močového katetru.

Složení: kyselina citronová monohydrát 32,3 g/l; lehký oxid hořečnatý 3,8 g/l; hydrogenuhličitan sodný 7 g/l; edetan disodný dihydrát 0,1 g/l



### Chlorid sodný (NaCl 0,9%) CE

Fyziologický roztok chloridu sodného se doporučuje k vyplachování buněčného detritu a hlenu.

Složení: chlorid sodný 9 g/l



Optimální kombinace.  
Zvolte si svůj  
vlastní postup!

### Urimed® Cath + koncepce sběrných močových sáčků:

- **Urimed B'Bags**  
Sběrné močové sáčky
- **Ureofix® 112® Plus**  
Systém sběru moči
- **Ureofix® 500**  
Systém na měření hodinové diurézy
- **Uro-Tainer®**  
Proplachový systém pro močové katetry



Urimed B'Bags



Ureofix® 112 Plus

### Urimed® Cath



Ureofix® 500

### Permanentní cévkování



Uro-Tainer®

# Urimed® Cath + Uro-Tainer®



Produkt zobrazení (hrot/kónus)	Vnější průměr CH/FR	Kapacita balonku (ml)	Katalogové číslo	Kusů v balení	
	Urimed® Cath Foley <b>Nelaton</b>	12	10	4563250	10
	Urimed® Cath Foley <b>Nelaton</b>	14	10	4563251	10
	Urimed® Cath Foley <b>Nelaton</b>	16	10	4563252	10
	Urimed® Cath Foley <b>Nelaton</b>	18	10	4563253	10
	Urimed® Cath Foley <b>Nelaton</b>	20	10	4563254	10
	Urimed® Cath Foley <b>Nelaton</b>	22	10	4563255	10
	Urimed® Cath Foley <b>Nelaton</b>	24	10	4563256	10
	Urimed® Cath Foley <b>Tiemann</b>	12	10	4563257	10
	Urimed® Cath Foley <b>Tiemann</b>	14	10	4563258	10
	Urimed® Cath Foley <b>Tiemann</b>	16	10	4563259	10
	Urimed® Cath Foley <b>Tiemann</b>	18	10	4563260	10
	Urimed® Cath Foley <b>Tiemann</b>	20	10	4563261	10
	Urimed® Cath Foley <b>Dufour</b>	16	40	4563262	10
	Urimed® Cath Foley <b>Dufour</b>	18	50	4563263	10
	Urimed® Cath Foley <b>Dufour</b>	20	60	4563264	10
	Urimed® Cath Foley <b>Dufour</b>	22	70	4563265	10
	Urimed® Cath Foley <b>Dufour</b>	24	80	4563266	10

Produkt	Kód VZP	Úhrada	Katalogové číslo	Kusů v balení
Suby G (kyselina citronová 3,23%)	0140348	75 %	FB99839	10 x 100ml sáčky
Chlorid sodný (NaCl 0,9%)	0140347	75 %	FB99833	10 x 100ml sáčky

B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika  
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | www.bbraun.cz