



„S Actreen  
žiji naplno!“

Doporučují  
David Drahonínský  
a Kateřina Antošová

[www.actreen.cz](http://www.actreen.cz)

# Přehled katétrů Actreen<sup>®</sup> a příslušenství

# Actreen® Hi-Lite Cath

## Actreen® Hi-Lite Set

### NOVÁ GENERACE POTAHOVANÝCH MOČOVÝCH KATÉTRŮ A KATÉTRŮ SE SBĚRNÝM SÁČKEM

- Bezpečný, zdravotně a ekologicky nezávadný katétr
- Snadné zavádění, složitelnost, nezalamuje se
- Připraven ihned k použití
- Garance lubrikace katétru 60 min od jeho otevření
- Sběrný močový sáček s kapacitou 1l a s anti-refluxní chlopní
- Lehký a skladný
- Diskrétní balení



Diskrétní pouzdro je součástí  
každého balení (mimo velikosti CH18)




Lubrikační vlastnosti  
zůstávají zachovány  
v teplotním rozmezí  
- 20 až + 55 °C

Garance  
lubrikace  
60 min  
od otevření



Hladké otvory  
na konci katétru



## Actreen® Hi-Lite Cath

Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 41	CH 08	2,7	238108U	30	5004485
	CH 10	3,3	238110U		5004486
	CH 12	4,0	238112U		5004487
	CH 14	4,7	238114U		5004488
	CH 16	5,3	238116U		5004489
 Nelaton 41	CH 08	2,7	238208U	30	5004480
	CH 10	3,3	238210U		5004481
	CH 12	4,0	238212U		5004482
	CH 14	4,7	238214U		5004483
	CH 16	5,3	238216U		5004484
 Nelaton 20	CH 06	2,0	238306U	30	5004474
	CH 08	2,7	238308U		5004475
	CH 10	3,3	238310U		5004476
	CH 12	4,0	238312U		5004477
	CH 14	4,7	238314U		5004478
	CH 16	5,3	238316U	5004479	

## Actreen® Hi-Lite Set

Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 37	CH 10	3,3	242110U	30	5004526
	CH 12	4,0	242112U		5004527
	CH 14	4,7	242114U		5004529
	CH 16	5,3	242116U		5004530
	CH 18	6,0	242118U		5004531
 Nelaton 37	CH 10	3,3	242210U	30	5004524
	CH 12	4,0	242212U		5004525
	CH 14	4,7	242214U		5004729
	CH 16	5,3	242216U		5004731
	CH 18	6,0	242218U		5004733

# Actreen® Mini Cath

## Actreen® Mini Set

### POTAHOVANÉ MOČOVÉ KATÉTRY S OCENĚNÝM REVOLUČNÍM DESIGNEM SPECIÁLNĚ PRO ŽENY

- Bezpečný, diskretní katétr v délce pouhých 9 cm
- Ekologicky nezávadný
- Okamžitě k použití bez nutnosti další aktivace, kdykoliv a kdekoliv
- Diskretní pouzdro jako součást každého balení
- Designový močový katétr
- Anti-refluxní chlopeň
- Sběrný močový sáček o objemu 700 ml



Lubrikační vlastnosti  
zůstávají zachovány  
v teplotním rozmezí  
- 20 až + 55 °C

Garance  
lubrikace  
60 min  
od otevření

Hladké otvory  
na konci katétru



Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
Nelaton 9	CH 08	2,7	228008U	30	5011414
	CH 10	3,3	228010U		5004473
	CH 12	4,0	228012U		5004508
	CH 14	4,7	228014U		5004509
	CH 16	5,3	228016U		5011413
Nelaton 9 Set	CH 10	3,3	239010U	30	5004532
	CH 12	4,0	239012U		5004533
	CH 14	4,7	239014U		5004534

# Actreen® Glys Set

## UNIKÁTNÍ UZAVŘENÝ SYSTÉM PRO CÉVKOVÁNÍ




### Katétr

- Lubrikovaný močový katétr
- Tiemann - Nelaton
- 25 a 50 cm
- Sterilní balení

### Sběrný sáček

- Antirefluxní chlopeň
- Kalibrováný od 50 do 1250 ml






Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 50 Set	CH 08	2,7	226108U	30	5004518
	CH 10	3,3	226110U		5004519
	CH 12	4,0	226112U		5004520
	CH 14	4,7	226114U		5004522
	CH 16	5,3	226116U		5004523
 Nelaton 50 Set	CH 08	2,7	226208U	30	5004723
	CH 10	3,3	226210U		5004727
	CH 12	4,0	226212U		5004511
	CH 14	4,7	226214U		5004510
	CH 16	5,3	226216U		5004515
	CH 18	6,0	226218U		5004516
 Nelaton 25 Set	CH 06	2,0	226306U	30	5004512
	CH 08	2,7	226308U		5004721
	CH 10	3,3	226310U		5004725
	CH 12	4,0	226312U		5004728
	CH 14	4,7	226314U		5004513
	CH 16	5,3	226316U		5004514

# Actreen® Lite Cath

## LUBRIKOVANÝ MOČOVÝ KATÉTR

- Tiemann - Nelaton
- 20 a 45 cm
- Sterilní balení






Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 45	CH 08	2,7	228108U	30	5004502
	CH 10	3,3	228110U		5004503
	CH 12	4,0	228112U		5004504
	CH 14	4,7	228114U		5004505
	CH 16	5,3	228116U		5004506
	CH 18	6,0	228118U		5004507
 Nelaton 45	CH 08	2,7	228208U	30	5004491
	CH 10	3,3	228210U		5004492
	CH 12	4,0	228212U		5004493
	CH 14	4,7	228214U		5004494
	CH 16	5,3	228216U		5004490
	CH 18	6,0	228218U		5004495
 Nelaton 20	CH 06	2,0	228306U	30	5004496
	CH 08	2,7	228308U		5004497
	CH 10	3,3	228310U		5004498
	CH 12	4,0	228312U		5004499
	CH 14	4,7	228314U		5004500
	CH 16	5,3	228316U		5004501

# Nepotahované močové katétrý

- Tiemann - Nelaton
- Barevně značené trychtýřovité konce
- 18 a 40 cm
- Sterilní balení



Typ	Velikost	Ø (mm)	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
 Tiemann 40	CH 08	2,7	4500200	100	5004870
	CH 10	3,3	4500201		5004873
	CH 12	4,0	4500202		5004874
	CH 14	4,7	4500203		5004875
	CH 16	5,3	4500204		5004876
	CH 18	6,0	4500205		5004871
	CH 20	6,7	4500206		5004872
 Nelaton 40	CH 08	2,7	4500207	100	5004857
	CH 10	3,3	4500208		5004858
	CH 12	4,0	4500209		5004859
	CH 14	4,7	4500210		5004860
	CH 16	5,3	4500211		5004861
	CH 18	6,0	4500212		5004862
	CH 20	6,7	4500213		5004863
 Nelaton 18	CH 08	2,7	4500214	100	5004864
	CH 10	3,3	4500215		5004865
	CH 12	4,0	4500216		5004866
	CH 14	4,7	4500217		5004867
	CH 16	5,3	4500218		5004868
	CH 18	6,0	4500219		5004869

# Uro-Tainer®

## PROPLACHOVÝ SYSTÉM PRO MOČOVÉ KATÉTRY

- Prevence a léčba inkrustací a močové infekce
- Sterilní jednorázový systém, připravený k přímému použití

Úhradový limit: 15 ks za měsíc (doplatek)



Typ	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
Suby G (Kyselina citrónová 3,23%)	FB99839	10x 100 ml sáčky	5004831
Chlorid sodný (NaCl 0,9%)	FB99833	10x 100 ml sáčky	5004830
Chlorid sodný M (NaCl 0,9%)	FB99853	10x 100 ml sáčky	-
PHMB (0,02 % Polihexanide)	FB99965	10 x 100 ml sáčky	-



# Urimed B'Bag

- Jímací sběrný sáček
- Délka hadice 90 cm, objem 2 l
- Antirefluxní chlopeň
- Křížový vypustný ventil
- Závěsné příslušenství je součástí balení

## Urimed Bag Plus

- Objem 500 ml
- Hadička 60 cm

## Urimed Tribag Plus

- Tříkomorový sáček pro pohodlné nošení na noze
- Objem 800 ml
- Hadička 60 cm

Úhradový limit: 15 ks za měsíc

Úhradový limit pacienti s nefrostomií: 20 ks za měsíc



Typ	Katalogové číslo	Kusů v balení	Kód SÚKL
Urimed B'Bag	29451	30	5007149
Urimed Bag Plus	28501A	10	5004471
Urimed Tribag Plus	28305	10	5004472

# Životy našich ambasadorů

## Kateřina Antošová

reprezentantka v paracyklistice

## David Drahonínský

paralympijský medailista v lukostřelbě

V době, kdy David Drahonínský na paralympiádě v Londýně stál na stupních vítězů a osmdesát tisíc diváků na stadionu mu tleskalo, Katka Antošová ležela v nemocnici, kde jí lékaři operovali páteř, a ještě nevěděla, zda se ještě někdy bude vůbec hýbat. Na poslední paralympiádu v brazilském Riu de Janeiru už letěli bojovat o medaile oba.

Pro Davida to byla už čtvrtá paralympiáda. Nominace na první mu unikla o pár bodů, tak se na ni jel podívat aspoň jako divák. Na další paralympiádě v Pekingu už získal v lukostřelbě zlato, v Londýně pak vystřílel stříbro. „Je to neuvěřitelný pocit, každý den na paralympiádě jsem si užíval. Medaile je jen třešnička na dortu,“ popisuje David.

Z Brazílie si nakonec přivezl stříbro a k tomu bronzovou medaili ze smíšených dvojic. V roce 2019 ho čeká MS v Nizozemí, kde se bude snažit vystřílet si účast na Paralympijských hrách v Tokiu v roce 2020.



Produkty Actreen® používají a doporučují David Drahonínský a Kateřina Antošová



Katka sedla poprvé na handbike před pěti lety. „Tenkrát mi přišlo jako nesmysl, že bych na tom drahém stroji vůbec byla schopná závodit. Nebyla jsem typ zrozený pro cyklistiku. Ale rozhodla jsem se do toho jít na plné pecky.“

Ambasadorka projektu B. Braun pro život Kateřina Antošová má za sebou jednu účast na Paralympiádě. V konkurenci až o třicet let mladších závodnic to neměla jednoduché. „Závod v Riu byl neskutečně těžký. Po dojezdu mi všichni gratulovali k top ten, ale já chtěla víc než jen deváté místo. Rok jsem se rozhodovala, co dál. Nakonec jsem udělala tu nejláznivější věc a koupila si nový handbike. Po roce mohu říci, že to bylo dobré rozhodnutí.“

V roce 2018 získala Katka dvě bronzové medaile na Světovém poháru a na Mistrovství světa skončila čtvrtá. „Je to mé nejlepší umístění. Jenže bych to nebyla já, kdybych nemířila výš. Konkurence roste, nebude to jednoduché,“ doplňuje.



**ZELENÁ HVĚZDA**

Váš dodavatel zdravotnických prostředků

[www.zelenahvezda.cz](http://www.zelenahvezda.cz)



**Actreen linka B. Braun**

**+420-777 363 343**

**Informační linka pro cévkující se pacienty**

Provoz patientské linky ve všední dny v čase 9–16 hod.

B. Braun Medical s.r.o. | Divize OPM

V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika

Tel. +420-271 091 111 | [info@bbraun.cz](mailto:info@bbraun.cz) | [www.bbraun.cz](http://www.bbraun.cz)