



CSC - ZAHNUTÝ CIRKULÁRNÍ STAPLER


JEDNORÁZOVÝ STAPLER PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

CSC – ZAHNUTÝ CIRKULÁRNÍ STAPLER

JEDNORÁZOVÝ STAPLER PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

CHARAKTERISTIKA

- Systém rotační čepele RBS™.
Snadné a přesné provedení řezu.
- Vestavěná automatická bezpečnostní pojistka ASL™.
Zabraňuje nechtěnému vystřelení.
- Klobouček s otvorem Bendos™ pro vstup výživové sondy
chrání anastomický otvor.
- Hřidel ve tvaru okvětních lístků PSS™.
Snadné zavedení s pevným uchycením.
- Regulovatelná výška uzavřené svorky v rozmezí
od 1 do 2,5 mm.



POPIS

Klobouček s otvorem
Bendos™




Různé délky pro otevřené
a laparoskopické operace


ASL™

Vestavěná automatická
bezpečnostní pojistka





RBS™ Easy-cut™
Systém rotační čepele




Úzký trokar pro efektivní proniknutí

Okénko
s indikátorem



Zvukový indikátor
odpalu

Přesné a spolehlivé
dvourychlostní nastavení



CSC - ZAHNUTÝ CIRKULÁRNÍ STAPLER

JEDNORÁZOVÝ STAPLER PRO VNITŘNÍ POUŽITÍ

Katalogové číslo	Obrázek	Popis	Barva	Počet svorek	Průměr kovadliny	Průměr čepele
CSC21		Standardní	Oranžový	16	21 mm	13,0 mm
CSC21-A		Vzduchotěsný	Oranžový	16	21 mm	13,0 mm
CSC25		Standardní	Bílý	20	25 mm	17,0 mm
CSC25-A		Vzduchotěsný	Bílý	20	25 mm	17,0 mm
CSC29		Standardní	Modrý	24	29 mm	20,5 mm
CSC29-A		Vzduchotěsný	Modrý	24	29 mm	20,5 mm
CSC33		Standardní	Zelený	28	33 mm	24,8 mm
CSC33-A		Vzduchotěsný	Zelený	28	33 mm	24,8 mm

Distribuce:

B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | Fax +420-271 091 112 | info@bbraun.com | www.bbraun.cz