




LINEÁRNÍ STAPLERY A ZÁSOBNÍKY LS


LS30 / LS30V3 / LS60 / LS90
LSC30 / LSC30V3 / LSC60 / LSC90

LINEÁRNÍ STAPLERY A ZÁSOBNÍKY LS




Dvoukrokové řízené uzavření stapleru


Uzavření vidlic




Odpálení stapleru




Otevření vidlic





Tlačítko pro odpálení

Indikátor bezpečného odpálení



UNIKÁTNÍ FUNKCE

- Dvoukrokové zavírání – dovolí operátorovi upravit tkáň před finálním uzavřením vidlic stapleru
- Ovládání jednou rukou – druhá je volná pro jiné činnosti
- Aretovací rukojeť – s indikátorem pro bezpečné odpálení
- Volba manuálního nebo automatického umístění trnu
- Bezpečnostní uzavírací destička zásobníku
- Možnost 11x vyměnit zásobník, a tedy opakovat odpálení celkem 12x

LINEÁRNÍ STAPLERY A ZÁSOBNÍKY LS

Katalogové číslo	Délka linie svorek	Počet řad svorek	Počet svorek	Výška svorky	Barevné kódování
LS3035	30 mm	2 mm	13	3,5 mm	modrá
LSC3035	30 mm	2 mm	13	3,5 mm	modrá
LS3048	30 mm	2 mm	13	4,8 mm	zelená
LSC3048	30 mm	2 mm	13	4,8 mm	zelená
LS30V3	30 mm	2 mm	23	2,5 mm	bílá
LSC30V3	30 mm	2 mm	23	2,5 mm	bílá
LS6035	60 mm	2 mm	25	3,5 mm	modrá
LSC6035	60 mm	2 mm	25	3,5 mm	modrá
LS6048	60 mm	2 mm	25	4,8 mm	zelená
LSC6048	60 mm	2 mm	25	4,8 mm	zelená
LS9035	90 mm	2 mm	33	3,5 mm	modrá
LSC9035	90 mm	2 mm	33	3,5 mm	modrá
LS9048	90 mm	2 mm	33	4,8 mm	zelená
LSC9048	90 mm	2 mm	33	4,8 mm	zelená

Distribuce:

B. Braun Medical s.r.o. | Divize Aesculap | V Parku 2335/20 | 148 00 Praha 4 | Česká republika
Tel. +420-271 091 111 | info@bbraun.com | www.bbraun.cz



Všechna práva vyhrazena. Technické změny jsou možné. Tento informační materiál nesmí být použit k jiným účelům, než je nabídka, nákup a prodej našich výrobků. Žádná jeho část nesmí být kopírována nebo jinak reprodukována. V případě zneužití si vyhrazujeme právo naše katalogy a ceníky odebrat a učinit příslušné právní kroky.

T080AECZ

2019-06-17