

Cystofix®

EPICYSTOSTÓMIA – SUPRAPUBICKÁ DRENÁŽ

Súprava pre suprapubickú punkčnú drenáž močového mechúra

Určená pre akútne a chronické mikčné ťažkosti, pooperačnú starostlivosť (bilancia tekutín) a u starších pacientov na deriváciu moču pri strate močových funkcií.

VÝHODY

- Redukuje riziko vzniku močovej infekcie a zamedzuje vzniku striktúr močovej rúry
- I pre dlhodobú močovú drenáž (6 – 8 týždňov)
- Jednoduchá kontrola spontánnej mikcie a reziduálneho moču

ZAHRŇA:

- Súpravy pre akútnu a strednodobú drenáž – polyuretánový katéter rovný alebo zakrivený v tvare pig-tailu
- Súpravy pre dlhodobú drenáž so silikónovým balónikovým katétrom
- Súpravy pre pediatriu a neonatológiu
- Transuretrálna súprava na pooperačný preplach a pooperačnú drenáž



Názov výrobku	Kusov v bal.	Katalog. č.	ŠUKL kód
Cystofix® - základné sety (rozmer katétra/dĺžka kanyly/dĺžka katétra)			
Základný set, katéter v tvare J, CH 10/8 cm/65 cm, polyuretán	10	4450100	-
Základný set, katéter v tvare J, CH 10/12 cm/65 cm, polyuretán	10	4450120	-
Základný set, katéter v tvare J, CH 10/15 cm/65 cm, polyuretán	10	4450130	-
Základný set s balónikovým katétrom - rovný koniec, CH 12/12 cm/40 cm, silikón	10	4450200	-
Základný set s balónikovým katétrom - rovný koniec, CH 14/12 cm/40 cm, silikón	10	4450220	P54607
Základný set s balónikovým katétrom - koniec v tvare J, CH 12/12 cm/53 cm, silikón	10	4450210	-
Kompletný set s 2l zberným vreckom, J koniec, CH 10/8 cm/65 cm, polyuretán	10	4450150	-
Kompletný set s 2l zberným vreckom, J koniec, CH 10/12 cm/65 cm, polyuretán	10	4450160	P54603
Kompletný set s 2l zberným vreckom, J koniec, CH 15/15 cm/65 cm, polyuretán	10	4450170	P54603
Cystofix® Paed sety pre pediatriu - základné a výmenné sety			
Kompletný set s 2l zberným vreckom, CH 10/5 cm/50 cm, polyuretán	10	4450180	-
Punkčný set MiniPaed - CH 5/5 cm/50 cm, polyuretán	10	4441036	P54614
Cystofix® - transuretrálny resekcčný set			
CYSTOFIX - transuretrálny resekcčný set, koniec v tvare J, CH 15/12 cm/65 cm, polyuretán	10	4441354	P54610