

Jednodílná modelová řada stomických pomůcek



Uzavřené a výpustné sáčky

Zvýšená bezpečnost

- Hydrokoloidní lepicí podložka tvaru květu, která se přizpůsobuje přirozeným záhybům kůže
- Základní otvor lze posunout vzhůru
- Více lepidla pod stomií na místech, kde je ho většinou třeba
- Déletrvající ochrana


Nejvyšší diskrétnost s nehluchou plastovou fólií

Navržený pro pohodlí

- Velmi měkký materiál, netkaná textilie v kontaktu s kůží
- Ergonomický tvar sběrného sáčku se přizpůsobuje tříselné krajině

Nový laminární filtr



Odolný proti vodě a mastnotě, propustný pro plyny





Integrovaná měkká Roll'up svorka

Jednoduché použití



	Název výrobku	Barva	Velikost	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*
	Flexima® Colo - uzavřené sáčky	■	Mini	275	15-45	30	44212U	5004569
			Midi	465	15-50	30	044015U	5004561
					25	30	044025U	5004563
					30	30	044030U	5004564
					35	30	044035U	5004565
					40	30	044040U	5004566
					45	30	044045U	5004567
			Maxi	500	15-70	30	044070U	5004562
□	Midi	465	15-50	30	044115U	5004791		
	Maxi	500	15-70	30	044170U	5004792		
	Flexima® Convex Colo - konvexní uzavřené sáčky	■	Midi	430	15-35	10	44017U	5004739
					15-45	10	44018U	5004570

	Název výrobku	Barva	Velikost	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*			
	Flexima® Ileo - výpustné sáčky Roll-Up, s filtrem	■	Midi	580	15-60	30	42715U	5004542			
					25	30	42725U	5004545			
					30	30	42730U	5004546			
					35	30	42735U	5004547			
					40	30	42740U	5004548			
□	Midi	580	15-60	30	42815U	5004544					
	Flexima® Convex Ileo - konvexní výpustné sáčky Roll-Up	■	Midi	590	15-35	10	42717U	5004550			
					15-45	10	42718U	5004552			
					□	Midi	590	15-35	10	42817U	5004551
					15-45			10	42818U	5004553	

- Běžové s náhledovým okénkem
- Běžové
- Průhledné

* Všechny uvedené stomické pomůcky jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami.

Flexima® je jednodílný sběrný systém pro enterostomické pacienty (kolostomie, ileostomie). Zdravotnický prostředek. Druhy sáčků: uzavřené s plochou či konvexní podložkou (kolostomie), výpustné sáčky Roll-up s integrovanou měkkou svorkou s plochou či konvexní podložkou (ileostomie). Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical SAS se sídlem na adrese 204 Avenue du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.