


Flexima® Key Colo, Ileo

Klíč k pocitu jistoty

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE




Vysoká bezpečnost, vysoký komfort a flexibilita

- Inovativní měkké adhezivní spojení sáčku a podložky
- Vynikající přizpůsobivost pomůcky během pohybu
- Dvojitá netkaná textilie sáčku
- Snadné odstranění sáčku
- Pocit bezpečnosti, komfortní nošení


Nový laminární filtr

Odolný proti vodě a mastnotě, propustný pro plyny




Podložky Flexima® Key


- Přesné a jednoduché umístění sáčku pomocí systému nasměrování
- Bezpečné upevnění od klíče (Key) přímo k zámku (Lock) snižuje šanci na únik tekutiny
- Měkký plastový materiál – hladší a poddajnější
- Optimalizovaná tloušťka pro lepší flexibilitu hydrokoloidní ochrany kůže



The Key (klíč)



The Guide (vodič)



The Lock (zámek)

Integrovaná měkká Roll'up svorka






Jednoduché použití




Adhezivní technologie

Dvoudílný flexibilní systém

Velký skok vpřed v komfortu a diskrétnosti

	Název výrobku	Velikost	Ø (mm)	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*		
	Flexima® Key - ploché podložky	40	15-35	5	62040U	5004576		
		50	15-45	5	62050U	5004575		
		60	15-55	5	62060U	5004580		
		80	15-75	5	62080U	5004581		
	Flexima® Key - konvexní podložky	50	15-25	5	62052U	5004577		
		60	15-35	5	62062U	5004578		
			15-45	5	62063U	5004579		
	Flexima® Key Colo - uzavřené sáčky	■	Midi	440	40	30	62140U	5004590
				420	50	30	62150U	5004592
				550	60	30	62160U	5004594
				520	80	30	62180U	5004596
		□	Midi	440	40	30	62240U	5004591
				420	50	30	62250U	5004593
				550	60	30	62260U	5004595
				520	80	30	62280U	5004597
	Flexima® Key Ileo - výpustné sáčky	■	Midi	550	40	30	621241U	5004582
				525	50	30	621251U	5004741
			Maxi	670	60	30	621261U	5004743
				610	80	30	621281U	5004585
		□	Midi	550	40	30	621240U	5004583
				525	50	30	621250U	5004584
			Maxi	670	60	30	621260U	5004744
				610	80	30	621280U	5004586
	Flexima® Key High Flow - velkoobjemové sáčky	■	Maxi	780	50	30	62550U	5004587
				730	60	30	62560U	5004588
		□	Maxi	655	80	30	62680U	5004589
	Lze napojit na sběrný systém Flow Collector							

	Název výrobku	Úhradový limit	Úhradová skupina	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*
	Flow Collector - sběrný sáček k High Flow systémům, objem 2l, s výpustí, hadice až 150 cm	15 kusů na měsíc	03.10.01.01	15	039900U	5005503

■ Běžové s náhledovým okénkem

■ Běžové

□ Průhledné

* Všechny uvedené stomické pomůcky jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami.

Flexima® Key je dvoudílný stomický systém, určený pro kolostomie, ileostomie a urostomie. Zdravotnický prostředek. Systém Flexima® Key je tvořen podložkou s vrstvou chránící pokožku a měkkou přírubou, v ploché či měkké konvexní variantě. Druhy sáčků: uzavřené (kolostomie), výpustné s integrovanou výpustí typu „Roll’Up“ či „Flow Control“ (ileostomie) nebo sáčky s uzávěrem ve výpustné části (urostomie), případně velkoobjemové sáčky typu „Maxi Drainable“ nebo „High Flow“. Originálním znakem tohoto stomického systému je integrovaný vodící mechanismus, který umožňuje velmi jednoduché upevnění adhezivního sáčku na flexibilní podložku.

Flow Collector je jednodílný sběrný systém pro enterostomické pacienty. Zdravotnický prostředek. Sběrný stomický systém s možností vypouštění, určený pro velké objemy tekutého střevního obsahu. Výrobek umožňuje zadržení velkých objemů tekuté stolice prostřednictvím stomického sáčku pacienta. Používá se v kombinaci se systémem Almarys® Twin+ High Flow, Flexima®/Softima® High Flow, Flexima®/Softima® Key Maxi a Flexima®/Softima® 3S High Flow.

Výrobce těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Medical SAS se sídlem na adrese 204 Avenue du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.