


Flexima® Key Uro

Unikátní adhezivní systém pro urostomiky

B|BRAUN
SHARING EXPERTISE



Vysoká bezpečnost, vysoký komfort a flexibilita

- Inovativní měkké adhezivní spojení sáčku a podložky
- Měkký plastový materiál – hladší a poddajnější
- Vynikající přizpůsobivost pomůcky během pohybu
- Snadná manipulace při odstraňování sáčku
- Dvojitá netkaná textilie sáčku
- Nešustivá plastová folie

Sáček je vybaven bezpečným vypouštěcím systémem s možností napojení na další sběrné močové sáčky



Zavřený



Otevřený




Konektor




Přímé napojení do sběrného sáčku

Podložky Flexima® Key


- Přesné a jednoduché umístění sáčku pomocí systému nasměrování
- Bezpečné upevnění od klíče (Key) přímo k zámku (Lock) snižuje šanci na únik tekutiny





The Key (klíč)









The Guide (vodič)



The Lock (zámek)

	Název výrobku	Velikost	Ø (mm)	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*
	Flexima® Key - ploché podložky	40	15-35	5	62040U	5004576
		50	15-45	5	62050U	5004575
		60	15-55	5	62060U	5004580
		80	15-75	5	62080U	5004581
	Flexima® Key - konvexní podložky	50	15-25	5	62052U	5004577
		60	15-35	5	62062U	5004578
			15-45	5	62063U	5004579

	Název výrobku	Barva	Velikost	Objem (± ml)	Ø (mm)	Kusů v bal.	Katalog. číslo	Kód SÚKL*
	Flexima® Key Uro - urostomické sáčky		-	300	40	30	62740U	5004598
					50	30	62750U	5004599
					60	30	62760U	5004600
	Lze napojit na sběrný systém Urimed B'Bags		-	300	40	30	62840U	5004601
					50	30	62850U	5004602
					60	30	62860U	5004603

-  Běžové s náhledovým okénkem
-  Běžové
-  Průhledné

* Všechny uvedené stomické pomůcky jsou plně hrazené zdravotními pojišťovnami.

Flexima® Key je dvoudílný stomický systém, určený pro kolostomie, ileostomie a urostomie. Zdravotnický prostředek. Systém Flexima® Key je tvořen podložkou s vrstvou chránící pokožku a měkkou přírubou, v ploché či měkké konvexní variantě. Druhy sáčků: uzavřené (kolostomie), výpustné s integrovanou výpustí typu „Roll'Up“ či „Flow Control“ (ileostomie) nebo sáčky s uzávěrem ve výpustné části (urostomie), případně velkoobjemové sáčky typu „Maxi Drainable“ nebo „High Flow“. Originálním znakem tohoto stomického systému je integrovaný vodící mechanismus, který umožňuje velmi jednoduché upevnění adhezivního sáčku na flexibilní podložku. Výrobce tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Medical SAS se sídlem na adrese 204 Avenue du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.