


Flexima® Active O' convex

Konvexní pomůcka chránící proti podtékání

Dokonalé utěsnění¹


Flexima® Active O' convex nabízí řešení pro vaše pacienty. Chrání před podtékáním v okolí stomie a podrážděním kůže. Tato nová konvexní pomůcka je **měkčí a šetrnější k peristomální kůži**.⁴



Podložka ve tvaru květiny pro lepší aplikaci a přilnavost při nerovnosti pokožky



„Soft“ měkká konvexní ochrana kůže
 Pomůcka je pružná⁵, snadno se odstraňuje.⁶



6 mm pozvolný sklon navržený pro optimální utěsnění kolem stomie.⁴



Náhledové okénko u běžových výpustných sáčků:

- usnadní nasazení sáčku
- umožní kontrolu kvality stolice
- umožní kontrolu objemu výměšky



Pásek B. Braun Stoma Care
 Stomický pásek může být použitý k posílení konvexního účinku.^{3,4}
 Flexima® Active O' convex má na každé straně tři otvory pro upevnění pásku.




Stop podtékání v okolí stomie



76%


pacientů se během svého života může setkat s podtékáním.¹

Flexima® Active O' convex Roll'Up | balení po 10 ks

Produkt	Velikost	ø (mm)	Objem	Katalog. č.	Kód SÚKL
	Midi	∞ 15-45	± 600 ml	⊖ 4622716U	5015161
	Maxi	∞ 15-45	± 690 ml	⊖ 4622717U	5015159
	Maxi	∞ 15-45	± 690 ml	○ 4621716U	5015160

∞ Dokonale přiléhá | ○ Transparentní | ⊖ Dělený obal/běžová s průzorem

Flexima® Active O' convex Uro | balení po 10 ks*

Produkt	Velikost	ø (mm)	Objem	Katalog. č.	Kód SÚKL
	Midi	∞ 15-35	± 670 ml	○ 4641715U	5015157

*s 10 univerzálními konektory

Nezapomínejte na příslušenství vhodné k ošetření stomie:

- Barrier Film Spray
- Askina® Barrier Cream
- Adhesive Remover
- Stomický přídržný pásek



Všechny stomické pomůcky a příslušenství jsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění.

Flexima® Active O' convex je jednodílný sběrný systém pro pacienty s enterostomií nebo urostomií. Měkký konvexní chránič kůže Flexima® Active O' convex je speciálně navržen pro bezpečné utěsnění kolem stomie. Zdravotnický prostředek. Výrobce je B. Braun Medical SAS se sídlem na adrese 204 Avenue du Maréchal Juin, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

REFERENCE:

- 1 Evans, M & White, P. Selecting convexity to improve and maintain peristomal skin integrity. Br J Nurs. 2020 Sep 0;29(16):S8-S14. doi: 10.12968/bjon.2020.29.16.S8.
- 2 Perrin, A. Convex stoma appliances: an audit of stoma care nurses. Br J Nurs, 2016 Dec 8 ;25(22):S10-S15. doi: 10.12968/bjon.2016.25.22.S10.
- 3 Hoeflok J, Salvadalena G, Pridham S, Droste W, McNichol L, Gray M. Use of Convexity in Ostomy Care. Results of an International Consensus Meeting. J Wound Ostomy Continence Nurs. 2017;44(1):55-62. doi: 10.1097/WON.0000000000000291.
- 4 Data on file: Clinical evaluation report: CER-OC-03 Ostomy appliances; V3; 2021-03-09.
- 5 Data on file: R&D Report N° CR1479 Evaluation of the flexibility of 1-Piece Convex systems; BB4DEV35 CR1479 Eval Souplesse PCT Convex Concurrentsrevue CGA-EN; V1; 2022-05-10.
- 6 Data on file: Report on Flexima®/Softima® Key post-marketing user evaluation. Lukas Schaumann. 2005-03-23.